

malgon

test de anticuerpos IgG/IgM

para conocer si has pasado la enfermedad
y el nivel de inmunidad conseguido con la vacuna

Con el test sabes cualitativamente en 15 minutos
si eres positivo o negativo en anticuerpos.

Instrucción de uso: Uso correcto, conveniente y rápido



Con el Analizador sabes cuantitativamente
el porcentaje de inmunidad adquirido tras
pasar la enfermedad o tras la vacunación
con la pauta completa.

El test mide los niveles de anticuerpos generados tras la vacuna de forma cuantitativa.

A través del código QR la máquina da estos valores una vez realizada la prueba.

Detecta anticuerpos generados por la vacuna

Sirve para medir los niveles de estos, es decir, no da solo negativo o positivo, sino que da los niveles en porcentaje que tiene el paciente.

Imprime un documento con los valores de anticuerpos.

